






La pose d'un bandage après une **amputation de la cuisse** :

	<p>Étape 1 :</p> <p>Posez le bandage <u>sans l'étirer</u> au niveau du pli de l'aîne et de la fesse. N'exercez jamais de pression horizontalement, car cela comprime le moignon et empêche le liquide de sortir.</p>
	<p>Étape 2 :</p> <p>Déroulez ensuite le bandage 1 x autour du bassin, sans tirer, afin d'éviter que le bandage ne glisse.</p>
	<p>Étape 3 :</p> <p>Étirez le bandage et enveloppez-le autour de l'extrémité du moignon. Déroulez le bandage le long du côté extérieur du moignon vers l'intérieur et, par en dessous, sur le côté avant du moignon. Un étirement plus élevé augmente la pression sur l'extrémité du moignon ; c'est nécessaire pour lutter contre le gonflement du moignon.</p>
	<p>Étape 4 :</p> <p>Remontez le bandage vers le haut en tirant moins sur le bandage.</p>



Étape 5 :

Répétez l'étape 3 (étirement plus élevé). Un nombre de couches superposées plus élevé augmente la pression. Exercez uniquement de la pression avec des couches inclinées. N'exercez jamais de pression horizontalement, car cela comprime le moignon et empêche le liquide de sortir.



Étape 6 :

Veillez à ce que l'entièreté du moignon soit recouverte.



Étape 7 :

Veillez à ce que le bandage soit posé sans être plié !!



Étape 8 :

Fixez le bandage à l'aide de tape. N'utilisez pas d'agrafes !